

MF/3

Transportvogne

til fyldning og tømning af rengørings- og desinfektionsmaskiner.



- For nem håndtering af instrumentvogn
- Med fodtryk til betjening af løfteteknik
- Udstyret med 2 hjul, som kan låses
- Indkørselshøjde 751 mm, +/-100 mm

EAN: 4002513771114 / Materiale nummer: 06392900 /  
Gammelt materiale nummer: 69200107D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategori</b>	
Opbevarings-/transportsystem	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1182
Udvendigt mål, nettobredde i mm	660
Udvendigt mål, nettodybde i mm	807
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	430
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	800
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1200
Nettovægt i kg	34,20
Bruttovægt i kg	52,40