


U 175/1

Underkurv

til optimal anbringelse af glas med smal hals.



- Udstyret med 33 injektordyser
- Fyldningshøjde: 170 mm mm*
- Kan kun anvendes i forbindelse med overkurv O 175/O 187/O 184

* Afhængigt af laboratorieglass kan maks. fyldningshøjde være mindre.

EAN: 4002513805543 / Materiale nummer: 06439170 /
Gammelt materiale nummer: 69117503D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8536	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Underkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Maksimum fyldningshøjde i mm	170
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	33
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	250
Udvendigt mål, nettobredde i mm	475
Udvendigt mål, nettodybde i mm	531
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	540
Nettovægt i kg	6,40
Bruttovægt i kg	7,65
Tilbehørspakke	
E 351 injektordyse Ø 4 mm, længde 160 mm [antal]	33
E 353 lås til injektordyse E 351 [antal]	33
Sprøjtedyse til pulverdoseringsanlæg [antal]	1