


U 184/1

Underkurv

til optimal anbringelse af centrifugerør, vials og reagensglas.



- Udstyret med 96 injektordyser
- Kan kun anvendes i forbindelse med overkurv O 175/O 187/O 184
- Fyldningshøjde: ca. 170 mm mm

EAN: 4002513805659 / Materiale nummer: 06439180 / Gammelt materiale nummer: 69118403D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkurv	•
Underkurv	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Maksimum fyldningshøjde i mm	170
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af reagensglas	•
<b>Kapacitet</b>	
Reagensglas [antal]	96
Vials [antal]	96
<b>Standard ertilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	250
Udvendigt mål, nettobredde i mm	515
Udvendigt mål, nettodybde i mm	531
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	540
Nettovægt i kg	5,00
Bruttovægt i kg	6,00
<b>Tilbehørspakke</b>	
ID 90 injektordyse Ø 2,5 mm, længde 90 mm [antal]	96