

E 436/3

Vogn

til optimal anbringelse af ca. 3 anæstesisæt.



- Egnet til ca. 3 anæstesisæt
- 8 dyser med fjederholdere til vejtrækningslanger på maks. 1,5 m
- Opbevaring på spiral
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Holdeanordning til ML/2 til vognregistrering/spulearmskontrol

EAN: 4002513805673 / Materiale nummer: 06439240 /
Gammelt materiale nummer: 69543604D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8536	•
Produktkategori	
Vogne til anæstesiinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Kapacitet	
AN-sæt [antal]	3
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	507
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	535
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	510
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	520
Nettovægt i kg	6,60
Bruttovægt i kg	7,00
Tilbehørspakke	
E 430/1 1/3 sikurve [antal]	1
E 431 injektordyse til dørbælg, Ø 8 x 193 mm [antal]	1
E 432 holder til anæstesislanger [antal]	1
E 433 holder til silikoneanæstesislanger [antal]	2
E 434 holder til børneanæstesislanger [antal]	1
E 466 injektordyse 8 x 333 mm, til ventilationspose [antal]	6
E 496 injektordyse 4 x 120 mm [antal]	10