

E 427

Indsats

til optimal anbringelse af 6 laryngoskoper.



- Til 6 laryngoskoper

EAN: 4002513808209 / Materiale nummer: 06442120 /  
Gammelt materiale nummer: 69542701D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats/modul til anæstesiinstrumenter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
<b>Standard tilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	92
Udvendigt mål, nettobredde i mm	210
Udvendigt mål, nettodybde i mm	134
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	164
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	245
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	250
Nettovægt i kg	0,90
Bruttovægt i kg	1,00