


U 874/1

Underkurv

til optimal anbringelse af diverse indsatser og sikurve.



- Fyldningshøjden kan variere med forskellige overkurve
- Holdeanordning til magnetliste ML/2 til aut. vognregistrering

EAN: 4002513808919 / Materiale nummer: 06442940 /
Gammelt materiale nummer: 69187403D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Lafette/kurveholder	•
Underkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af OP-sko	•
Genbehandling af skåle	•
Genbehandling af nyreskåle	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af sikurve	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	50
Udvendigt mål, nettobredde i mm	531
Udvendigt mål, nettodybde i mm	515
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	100
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	530
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	545
Nettovægt i kg	2,10
Bruttovægt i kg	2,97