


E 319/3

Fladsi

til optimal beskyttelse mod tilsmudsninger fra etiketter eller glasstumper.



- Fladsi til grove urenheder
- Forhindrer tilsmudsning grundet etiketter fra laboratorieglass
- Forhindrer tilsmudsning grundet glasstumper fra ødelagt glas

EAN: 4002513860238 / Materiale nummer: 06477070 /
Gammelt materiale nummer: 69531904D

| | |
|--|---------------|
| Produktkategori | |
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier | • |
| Produkttilknytning | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Produktkategori | |
| Afdækning | • |
| Produktegenskaber | |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rustfrit stål |
| Anvendelsesområde | |
| Genbehandling af laboratorieglass | • |
| Standard tilslutning | |
| Faseantal | 0 |
| Spænding i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 0,00 |
| Sikring i A | 0 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 40 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 460 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 510 |
| Udvendigt mål, bruttonøjde i mm | 85 |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 630 |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 640 |
| Nettovægt i kg | 1,98 |
| Bruttovægt i kg | 2,61 |