

E 715/1

Vogn

til anbringelse af op til 4 AN-sæt eller 12 vejtrækningsslanger (1,5 m) og tilbehør.



- Opbevaring af vejtrækningsslanger på spiral
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Magnetliste til automatisk vognregistrering (uden magneter ML)

EAN: 4002513872699 / Materiale nummer: 06491890 /  
Gammelt materiale nummer: 69571502D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategori</b>	
Vogne til anæstesiinstrumenter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
<b>Kapacitet</b>	
AN-sæt [antal]	4
<b>Standard etilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	530
Udvendigt mål, nettobredde i mm	600
Udvendigt mål, nettodybde i mm	645
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	560
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	640
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	680
Nettovægt i kg	9,70
Bruttovægt i kg	10,00
<b>Tilbehørspakke</b>	
E 430/1 1/3 sikurve [antal]	1
E 431 injektordyse til dørbælg, Ø 8 x 193 mm [antal]	1
E 432 holder til anæstesislanger [antal]	1
E 433 holder til silikoneanæstesislanger [antal]	3
E 434 holder til børneanæstesislanger [antal]	1
E 466 injektordyse 8 x 333 mm, til ventilationspose [antal]	6
E 496 injektordyse 4 x 120 mm [antal]	15
Magnetliste til automatisk vognenkendelse (uden magneter) [antal]	1