

E 479

Holder

til Mikro-instrumenter med op til 4 mm Ø.



- Kan indsættes i filtre med en maskebredde på 5 mm
- 50 stk. pr. pose

EAN: 4002513918175 / Materiale nummer: 06553750 /  
Gammelt materiale nummer: 69747901D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Holder	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Kunststof
Farve	Transparent
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
<b>Standard tilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	5
Udvendigt mål, nettobredde i mm	21
Udvendigt mål, nettodybde i mm	21
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	95
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	110
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	80
Nettovægt i kg	0,19
Bruttovægt i kg	0,23