

E 494  
 Indsats  
 til løs anbringelse af 5 mikrotiterplader.



EAN: 4002513926064 / Materiale nummer: 06570920 /  
 Gammelt materiale nummer: 69549401D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
<b>Kapacitet</b>	
Mikrotiterplader [antal]	5
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	35
Udvendigt mål, nettobredde i mm	205
Udvendigt mål, nettodybde i mm	440
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	100
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	265
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	180
Nettovægt i kg	0,85
Bruttovægt i kg	1,00