

E 405/1

Vogn

til optimal anbringelse af op til 38 pipetter, tilslutning til varmlufttørring.



- Til 38 pipetter i 3 rækker
- 1. Række: 10 pipetter a 100 ml (til 550 mm), stiverafstand 20 mm
- 2. Række: 14 pipetter a 25 ml, stiverafstand 26 mm
- 3. Række: 14 pipetter a 10 ml, stiverafstand 26 mm
- Holdeanordning til ML/2 til vognregistrering/spulearmskontrol

EAN: 4002514087078 / Materiale nummer: 06727920 / Gammelt materiale nummer: 69540502D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Vogne med tilslutning til varmlufttørring	•
Vogn til pipetter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Antal rækker	3
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af pipetter/vials	•
<b>Kapacitet</b>	
Pipetter [antal]	38
<b>Standard elttilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	502
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	517
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	500
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	530
Nettovægt i kg	6,20
Bruttovægt i kg	8,10