

E 901/2

Vogn

til optimal anbringelse af sikurve/skåle og hulrumsinstrumenter.



- Udstyret med 3 indbyggede spulearme
- Fyldningsmålet for de enkelte niveauer er forskellige
- Fyldningskapaciteten for de enkelte niveauer er forskellige
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Magnetliste til automatisk vognregistrering (inkl. magneter ML)

EAN: 4002514219882 / Materiale nummer: 06893870 /
Gammelt materiale nummer: 69590103D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vogn til indsætter	•
Vogne til MIC-instrumenter	•
Injektorgogne til skåle	•
Injektorgogne til sikurve	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	12
SPRI-sikurve [antal]	4
Instrumenter med hulrum [antal]	8
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	590
Udvendigt mål, nettobredde i mm	640
Udvendigt mål, nettodybde i mm	790
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	720
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	830
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	780
Nettovægt i kg	26,50
Bruttovægt i kg	30,00
Tilbehørspakke	
E 362 blindskrue [antal]	3
E 447 hun-adapter til luer-lock, han [antal]	2
E 449 han-adapter, til luer-lock hun [antal]	2
E 980 vinkeladapter [antal]	3
Injektordyse Ø 4 mm, længde 110 mm [antal]	4
Injektordyse Ø 4 mm, længde 120 mm, med klemfjeder [antal]	3
Magnetliste til automatisk vogngenkendelse (inkl. magneter) [antal]	1