


E 104/1

Indsats

til optimal anbringelse af reagensglas op til 12 x 105 mm.



- egnet til ca. 200 reagensglas (op til 12 x 105 mm)
- Kapacitet inkl. låg A 13
- Maskebredde på 8 x 8 mm

EAN: 4002514231068 / Materiale nummer: 06907640 /
Gammelt materiale nummer: 69510402D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Indsats/modul til reagensglas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af reagensglas	•
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	200
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	152
Udvendigt mål, nettobredde i mm	200
Udvendigt mål, nettodybde i mm	230
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	165
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	240
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	250
Nettovægt i kg	0,60
Bruttovægt i kg	0,82
Tilbehørspakke	
A 13-låg [antal]	1