


E 903/1

Modul

til optimal anbringelse af TUR-sæt (transuretral resektion).



- Mulighed for påsætning af op til 10 hulrumsinstrumenter

EAN: 4002514256290 / Materiale nummer: 06943230 /
Gammelt materiale nummer: 69590302D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Indsats/modul til MIC-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Kapacitet	
Instrumenter med hulrum [antal]	10
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	40
Udvendigt mål, nettobredde i mm	461
Udvendigt mål, nettodybde i mm	510
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	180
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	550
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	560
Nettovægt i kg	2,93
Bruttovægt i kg	3,65
Tilbehørspakke	
E 442 hylster, Ø 11 mm, længde 121 mm, med kappe Ø 6 mm [antal]	3
E 444 tromle til lyslederkabel/sugeslanger [antal]	1
E 447 hun-adapter til luer-lock, han [antal]	1
E 448 silikoneslange med luer-lock-adapter, hun [antal]	4
E 453 injektordyse 4 x 110 mm med klemfjeder [antal]	3
E 454 injektordyse til trokarhylstre 10-15 mm [antal]	1
E 467 hylster 205 mm til MIC-instrumenter/tænger [antal]	3
E 469 hylster 300 mm til MIC-instrumenter/urologi [antal]	3
E 907/1 siindsats med låg til små dele [antal]	1
2 m silikoneslange Ø 5 mm	•
Kunststofstiver [antal]	1