

E 906/1

Modul

til optimal anbringelse af MIC-instrumenter, fx artroskopi/laparoskopi.



- Mulighed for påsætning af op til 10 hulrumsinstrumenter
- Inddeling til fx artroskopi, laparoskopi

EAN: 4002514256313 / Materiale nummer: 06943250 /
Gammelt materiale nummer: 69590602D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Indsats/modul til MIC-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Kapacitet	
Instrumenter med hulrum [antal]	10
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	40
Udvendigt mål, nettobredde i mm	461
Udvendigt mål, nettodybde i mm	510
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	160
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	545
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	530
Nettovægt i kg	2,87
Bruttovægt i kg	3,56
Tilbehørspakke	
E 336 hylster MIBO, Ø 11 mm, længde 121 mm [antal]	1
E 362 blindskrue [antal]	2
E 442 hylster, Ø 11 mm, længde 121 mm, med kappe Ø 6 mm [antal]	5
E 443 hylster, Ø 11 mm, længde 121 mm, med kappe Ø 10 mm [antal]	3
E 448 silikoneslange med luer-lock-adapter, hun [antal]	2
E 454 injektordyse til trokarhylstre 10-15 mm [antal]	1
E 456 åbningsfjeder til MIC-instrumenter [antal]	2
E 464 holder til injektordyse E 454 [antal]	1
E 908/1 indsats til adskillelige MIC-instrumenter/ arbejdsindlæg [antal]	1