

E 912/2

Vogn

til optimal anbringelse af 4 ISO-containere med låg.



- Containerstørrelse: 180 x 400 x 600 mm
- Magnetliste til automatisk vognregistrering (inkl. magneter ML)

EAN: 4002514257976 / Materiale nummer: 06943860 /
Gammelt materiale nummer: 69591203D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vogne til containere	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af beholdere	•
Kapacitet	
ISO-containere, højde 18 cm [antal]	4
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	455
Udvendigt mål, nettobredde i mm	640
Udvendigt mål, nettodybde i mm	790
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	650
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	650
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	800
Nettovægt i kg	13,00
Bruttovægt i kg	22,00
Tilbehørspakke	
Magnetliste til automatisk vognenkendelse (inkl. magneter) [antal]	1