

E 915/3

Vogn

til optimal anbringelse af ca. 7 AN-sæt eller 20 vejtrækningsslanger og tilbehør.



- Opbevaring af vejtrækningsslanger på spiral
- Injektorsystem
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Magnetliste til automatisk vognregistrering (inkl. magneter)

EAN: 4002514257983 / Materiale nummer: 06943870 / Gammelt materiale nummer: 69591504D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vogne med tilslutning til varmlufttørring	•
Vogne til anæstesiinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Kapacitet	
AN-sæt [antal]	7
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	637
Udvendigt mål, nettobredde i mm	640
Udvendigt mål, nettodybde i mm	790
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	780
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	670
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	810
Nettovægt i kg	25,00
Bruttovægt i kg	25,00
Tilbehørspakke	
E 142 indsats 1/2, DIN-sikurve [antal]	1
E 431 injektordyse til dørbælg, Ø 8 x 193 mm [antal]	1
E 466 injektordyse 8 x 333 mm, til ventilationspose [antal]	10
E 496 injektordyse 4 x 120 mm [antal]	18
E 916 holder til 5 anæstesislanger [antal]	1
E 917 holder til 5 silikoneanæstesislanger [antal]	4
E 918 holder til 5 børneanæstesislanger [antal]	1
Fjederbelastede holdere Ø 12 mm, til anæstesislanger op til en længde på 1,5 m [antal]	20
Magnetliste til automatisk vognregistrering (inkl. magneter) [antal]	1