

E 792

Silikoneslange med tilslutning
til tilslutning til luer-lock-forbindelser, hun.



- Med tilslutning luer-lock (han)
- 160 mm lang
- 4 silikoneslanger pr. pakning

EAN: 4002514283029 / Materiale nummer: 06989160 /
Gammelt materiale nummer: 69779201D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Andet tilbehør	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Transparent
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	160
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	140
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	260
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	150
Nettovægt i kg	0,20
Bruttovægt i kg	1,00