


E 949

Modul

til optimal anbringelse af 8 intramedullære søm eller intramedullære bor.



- Udstyret med 8 holdere til intramedullære søm\*
- Udstyret med 6 forlængerbælge til intramedullært bor\*\*

\* Holderen er monteret på forhånd.

\*\* Forlængerbælgene vedlægges.

EAN: 4002514312040 / Materiale nummer: 07025320 /  
Gammelt materiale nummer: 69594901D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af ortopædiske OP-instrumenter	•
<b>Kapacitet</b>	
Intramedullære bor [antal]	8
<b>Standard ettilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	115
Udvendigt mål, nettobredde i mm	352
Udvendigt mål, nettodybde i mm	558
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	290
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	530
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	560
Nettovægt i kg	35,00
Bruttovægt i kg	45,00