

E 955

Indsats

til optimal anbringelse af borehylstre med Ø 3-15 mm, længde maks. 125 mm



EAN: 4002514312057 / Materiale nummer: 07025330 /
Gammelt materiale nummer: 69595501D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af ortopædiske OP-instrumenter	•
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	85
Udvendigt mål, nettobredde i mm	221
Udvendigt mål, nettodybde i mm	156
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	170
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	250
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	250
Nettovægt i kg	1,00
Bruttovægt i kg	1,00