

E 703/1

Tilbehør

til optimal anbringelse af op til 7 hulrumsinstrumenter.



- Injektormodul til vogn E 525/2 og E 701/2

EAN: 4002514312064 / Materiale nummer: 07025350 /  
Gammelt materiale nummer: 69570302D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7824	•
G 7826	•
<b>Produktkategori</b>	
Anden indsats/andet modul	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
<b>Kapacitet</b>	
Instrumenter med hulrum [antal]	7
<b>Standard tilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	170
Udvendigt mål, nettobredde i mm	80
Udvendigt mål, nettodybde i mm	555
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	680
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	650
Nettovægt i kg	0,85
Bruttovægt i kg	1,00
<b>Tilbehørspakke</b>	
E 362 blindskrue [antal]	3
E 447 hun-adapter til luer-lock, han [antal]	1
E 449 han-adapter, til luer-lock hun [antal]	2
E 980 vinkeladapter [antal]	3
Injektordyse Ø 4 mm, længde 110 mm [antal]	3
Injektordyse Ø 4 mm, længde 120 mm, med klemfjeder [antal]	3