


E 705/2

Vogn

til optimal anbringelse af MIC-instrumenter op til en længde på 600 mm.



- Den kan klare op til 42 hulrumsinstrumenter
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Magnetliste til automatisk vognregistrering (uden magneter ML)
- Fyldningshøjden på de 3 niveauer er forskellige


EAN: 4002514313399 / Materiale nummer: 07029810 / Gammelt materiale nummer: 69570503D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7826	•
<b>Produktkategori</b>	
Vogne med tilslutning til varmlufttørring	•
Vogne til MIC-instrumenter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
<b>Kapacitet</b>	
Instrumenter med hulrum [antal]	42
<b>Standard etilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	530
Udvendigt mål, nettobredde i mm	670
Udvendigt mål, nettodybde i mm	600
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	550
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	640
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	650
Nettovægt i kg	12,50
Bruttovægt i kg	14,60
<b>Tilbehørspakke</b>	
E 336 hylster MIBO, Ø 11 mm, længde 121 mm [antal]	3
E 362 blindskruer [antal]	2
E 442 hylster, Ø 11 mm, længde 121 mm, med kappe Ø 6 mm [antal]	15
E 443 hylster, Ø 11 mm, længde 121 mm, med kappe Ø 10 mm [antal]	5
E 444 tromle til lyslederkabel/sugeslanger [antal]	1
E 445 - 12 kapper til hylster E 442, åbning med Ø 6 mm [antal]	1
E 446 - 12 kapper til hylster E 443, åbning med Ø 10 mm [antal]	1
E 447 hun-adapter til luer-lock, han [antal]	3
E 448 silikoneslange med luer-lock-adapter, hun [antal]	6
E 449 han-adapter, til luer-lock hun [antal]	5
E 451 indsats 1/6 sikurve [antal]	1
E 452 injektordyse 2,5 x 60 mm [antal]	3
E 453 injektordyse 4 x 110 mm med klemfjeder [antal]	8
E 454 injektordyse til trokarhylstre 10-15 mm [antal]	6
E 456 åbningsfjeder til MIC-instrumenter [antal]	4
E 464 holder til injektordyse E 454 [antal]	3
E 472 klemfjeder til injektordyser Ø 4 mm [antal]	2

E 705/2

Vogn

til optimal anbringelse af MIC-instrumenter op til en længde på 600 mm.



EAN: 4002514313399 / Materiale nummer: 07029810 /

Gammelt materiale nummer: 69570503D

2 m silikoneslange Ø 5 mm

Magnetliste til automatisk voggenkendelse (uden  
magneter) [antal]

•  
1