

E 478/1

Holder

til optimal rengøring af 4 kanyler med snæver hals (Sautter-kanyler).



- Udstyret med en filterplade i rustfrit stål (FP-ED)

EAN: 4002514496948 / Materiale nummer: 07292920 /

Gammelt materiale nummer: 69747802D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Holder	•
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Kapacitet</b>	
Instrumenter med hulrum [antal]	4
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	80
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	95
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	110
Nettovægt i kg	0,19
Bruttovægt i kg	0,24