


O 167/1

Overkurv

til optimal anbringelse af indlægssåler fra operationssko.



- Til op til 28 indlægssåler
- Med indbygget magnetpulearm
- Magnet til brug ved spulearmsregistrering på PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556215 / Materiale nummer: 07333080 /
Gammelt materiale nummer: 69116703D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Indsats til OP-sko	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af OP-sko	•
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	195
Udvendigt mål, nettobredde i mm	480
Udvendigt mål, nettodybde i mm	475
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	210
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	495
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	540
Nettovægt i kg	2,40
Bruttovægt i kg	3,23