

E 429/1

Vogn

til optimal rengøring af Mikro-instrumenter (øjenoperation), til 2-4 OP-sæt.



- Med indbygget magnetpulearm
- Niveau 1: Fx 4 x indsats E441/1 eller 2 x indsats E142 pr. niveau
- Niveau 2 til venstre: 20 tilslutninger til hulrumsinstrumenter
- Niveau 2 til højre: 16 luer-lock-adapter, han, horisontal. Slange
- Holdeanordning til ML/2 til vognregistrering/spulearmskontrol

EAN: 4002514556253 / Materiale nummer: 07333120 / Gammelt materiale nummer: 69542902D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
Produktkategori	
Injektorvogne til oftalmologiinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Kapacitet	
OP-sæt til mikroinstrumenter [antal]	2-4
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	520
Udvendigt mål, nettobredde i mm	540
Udvendigt mål, nettodybde i mm	540
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	530
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	550
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	550
Nettovægt i kg	2,40
Bruttovægt i kg	3,30
Tilbehørspakke	
E 476 holder [antal]	1
E 477 anslag [antal]	1
E 790 forbindelselementer luer-lock, hun til hun [antal]	8
E 791 forbindelselementer luer-lock, hun til han [antal]	8