

MF 27/28-1

Transportvogn

til fyldning og tømning af rengørings- og desinfektionsmaskiner.



- Udstyret med 4 hjul, 2 af dem kan fæstnes
- Nem og behagelig håndtering på grund af afrundede håndtag
- Kan tilsl./fikseres med begge sider på produkt, rullebånd osv.
- Indlastningshøjde 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Med aftagelig opsamlingsbeholder H 70, B 603, D 866 mm

EAN: 4002514594026 / Materiale nummer: 07397640 /
Gammelt materiale nummer: 69200111D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Opbevarings-/transportsystem	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1050
Udvendigt mål, nettobredde i mm	740
Udvendigt mål, nettodybde i mm	930
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1010
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	730
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	950
Nettovægt i kg	32,00
Bruttovægt i kg	45,00