

E 943/2

Modul

til optimal anbringelse af glas med smal hals 100-500 ml.



- 32 dyser (E 351) 4 x 160 mm med fikseringer (E 353)

EAN: 4002514605043 / Materiale nummer: 07459400 /
Gammelt materiale nummer: 69594303D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	32
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	190
Udvendigt mål, nettobredde i mm	558
Udvendigt mål, nettodybde i mm	352
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	180
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	550
Nettovægt i kg	6,50
Bruttovægt i kg	7,50