

E 944/2

Modul

til optimal anbringelse af glas med smal hals 500-1.000 ml.



- 15 dyser (E 352) 6 x 220 mm med fikseringer (E 354)

EAN: 4002514605050 / Materiale nummer: 07459410 /  
Gammelt materiale nummer: 69594403D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsede glas [antal]	15
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	250
Udvendigt mål, nettobredde i mm	558
Udvendigt mål, nettodybde i mm	352
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	180
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	550
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	570
Nettovægt i kg	3,92
Bruttovægt i kg	4,42