

E 555/2

Vogn

til rengøring af instrumenter på 2 niveauer.



- Fyldningsmål nederst: H 210, B 487, D 592 mm
- Fyldningsmål øverst: H 219, B 495, D 548 mm
- Magnetliste til automatisk vognregistrering (uden magneter ML)
- Mulighed for mange forskellige fyldninger

EAN: 4002514606248 / Materiale nummer: 07460290 /
Gammelt materiale nummer: 69555503D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
Produktkategori	
Vogn til indsatser	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af skåle	•
Genbehandling af nyreskåle	•
Genbehandling af sutteflasker	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af beholdere	•
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	4
SPRI-sikurve [antal]	2
Standard elttilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	298
Udvendigt mål, nettobredde i mm	530
Udvendigt mål, nettodybde i mm	645
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	650
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	550
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	640
Nettovægt i kg	10,00
Bruttovægt i kg	12,00
Tilbehørspakke	
Magnetliste til automatisk vognenkendelse (uden magneter) [antal]	1