

E 521/2

Indsats

til optimal anbr. af 7 ekstraktionstænger, kæbeortopæd- eller tekniktænger.



- Rumstørrelse: 21 x 80 mm
- Også egnet til tænger, fx ved podologi

EAN: 4002514616438 / Materiale nummer: 07476430 /
Gammelt materiale nummer: 68552103D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Indsats/modul til tandlægeinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Kapacitet	
Tænger [antal]	7
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	135
Udvendigt mål, nettobredde i mm	100
Udvendigt mål, nettodybde i mm	189
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	120
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	175
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	220
Nettovægt i kg	0,42
Bruttovægt i kg	0,46