

DOS NA 120

Bælgdoseringspumpe

til dosering af flydende, neutrale/alkaliske midler.



- Til dosering af flydende vaskemiddel, emulgator
- Til dosering af kemisk desinfektionsmiddel
- Til efterfølgende indbygning via Miele's kundeservice

EAN: 4002514641911 / Materiale nummer: 07514610 /
Gammelt materiale nummer: 69226005D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8536	•
Produktkategori	
Doseringsystem	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	300
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	250
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	420
Nettovægt i kg	2,45
Bruttovægt i kg	2,89