

E 936

Indsats

til optimal anbringelse af op til 15 lampehåndtag.



EAN: 4002514811260 / Materiale nummer: 07759480 /
Gammelt materiale nummer: 69593601D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Indsatser	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Kapacitet	
Lampegreb [antal]	15
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	90
Udvendigt mål, nettobredde i mm	245
Udvendigt mål, nettodybde i mm	500
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	130
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	275
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	530
Nettovægt i kg	0,50
Bruttovægt i kg	0,92