

E 498

Dyse

til optimal anbringelse af larynxmasker med dobbelt og enkelt rør. Højde 238 mm.



- H 238 mm, med rør på siderne 120 mm

EAN: 4002514811673 / Materiale nummer: 07760120 /
Gammelt materiale nummer: 69749801D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	238
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	80
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	160
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	250
Nettovægt i kg	0,12
Bruttovægt i kg	0,12