

E 900-5/2

Vogn

til optimal rengøring af instrumenter på 5 niveauer.



- Fyldningskapacitet: 15 DIN-filter*
- Fyldningsmålet for de enkelte niveauer er forskellige
- Magnetliste til automatisk vognregistrering (inkl. magneter ML)

* DIN-filter: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816418 / Materiale nummer: 07765760 /
Gammelt materiale nummer: 69590006D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vogn til indsatser	•
Injektorvogne til opbevaring af sikurve	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	15
SPRI-sikurve [antal]	10
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	605
Udvendigt mål, nettobredde i mm	640
Udvendigt mål, nettodybde i mm	790
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	680
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	650
Nettovægt i kg	12,85
Bruttovægt i kg	12,85
Tilbehørspakke	
Magnetliste til automatisk vognenkendelse (inkl. magneter) [antal]	1