

E 975/2

Vogn

til optimal rengøring af instrumenter på 2 niveauer.



- Udstyret med en indbygget spulearm
- Magnetliste til automatisk vognregistrering
- Fyldningshøjden på begge niveauer er forskellige

EAN: 4002514816449 / Materiale nummer: 07765790 /
Gammelt materiale nummer: 69597503D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vogn til indsætter	•
Injektorvogne til opbevaring af sikurve	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	6
SPRI-sikurve [antal]	4
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	426
Udvendigt mål, nettobredde i mm	636
Udvendigt mål, nettodybde i mm	790
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	650
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	550
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	640
Nettovægt i kg	10,80
Bruttovægt i kg	12,80
Tilbehørspakke	
Magnetliste til automatisk vogngenkendelse (inkl. magneter) [antal]	1