

APH 550 Sego
 Segolabel Miele Edition: Startkit
 til fremstilling af etiketter til steriliserede genstande.



- Pakke med printer, stømforsyning, kabler og 1000 etiketter
- Sikker mærkning af pakkede steriliserede genstande
- Fornuftigt supplement til Segosoft Miele Edition
- Tilbehør til CUBE/CUBE X sterilisatorer
- Nem tilslutning via USB-kabel

EAN: 4002514940502 / Materiale nummer: 07951400 /
 Gammelt materiale nummer: 68814001D

Produkttilknytning	
Små sterilisatorer	•
Produkttilknytning	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Proces-/driftsdatadokumentation/kommunikation	•
Produktegenskaber	
Farve	Grå
Anvendelsesområde	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Genbehandling af robotinstrumenter	•
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Genbehandling af ortopædiske OP-instrumenter	•
Genbehandling af medullære søm/intramedullære bor	•
Genbehandling af sikurve	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	178
Udvendigt mål, nettobredde i mm	135
Udvendigt mål, nettodybde i mm	240
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	230
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	300
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	240
Nettovægt i kg	2,45
Bruttovægt i kg	2,90
Standarder og godkendelser	
CE	•