

APH 302

Netværkstilslutningskabel

til opkobling af et produkt med et serielt interface til en PC.



- Kompatibel med produkter fra Sirona og W&H
- Nulmodemkabel, længde 3 m

EAN: 4002514940519 / Materiale nummer: 07951410 /

Gammelt materiale nummer: 68815101D

Produktkategori	
Laboratorieopvaskemaskiner	•
Store laboratorieopvaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Små sterilisatorer	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Produktkategori	
Proces-/driftsdatadokumentation/kommunikation	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af laboratorieglas	•
Genbehandling af objektholdere	•
Genbehandling af butyrometre	•
Genbehandling af apoteks-/infusionsflasker	•
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Genbehandling af robotinstrumenter	•
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af OP-sko	•
Genbehandling af skåle	•
Genbehandling af nyreskåle	•
Genbehandling af sutteflasker	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Genbehandling af ortopædiske OP-instrumenter	•
Genbehandling af medullære søm/intramedullære bor	•
Genbehandling af trays/bakker	•

APH 302
Netværkstilslutningskabel
til opkobling af et produkt med et serielt interface til en PC.



EAN: 4002514940519 / Materiale nummer: 07951410 /
Gammelt materiale nummer: 68815101D

Genbehandling af sikurve	•
Genbehandling af målecylindre	•
Genbehandling af beholdere, fx luftvaskere	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•

Produktegenskaber

Farve	Grå
-------	-----

Mål og vægt

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	18
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	215
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	25
Nettovægt i kg	0,16
Bruttovægt i kg	0,16