

APH 305

Forlængerledning

10 m, til forlængelse af forbindelseskabel type 1 og 2.



EAN: 4002514940557 / Materiale nummer: 07951450 /
Gammelt materiale nummer: 68815501D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Små sterilisatorer	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Produktkategori	
Proces-/driftsdatadokumentation/kommunikation	•
Produktegenskaber	
Farve	Grå
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af objektholdere	•
Genbehandling af butyrometre	•
Genbehandling af apoteks-/infusionsflasker	•
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Genbehandling af robotinstrumenter	•
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af OP-sko	•
Genbehandling af skåle	•
Genbehandling af nyreskåle	•
Genbehandling af sutteflasker	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Genbehandling af ortopædiske OP-instrumenter	•
Genbehandling af medullære søm/intramedullære bor	•
Genbehandling af trays/bakker	•

APH 305

Forlængerledning

10 m, til forlængelse af forbindelseskabel type 1 og 2.



EAN: 4002514940557 / Materiale nummer: 07951450 /

Gammelt materiale nummer: 68815501D

Genbehandling af sikurve

•

Genbehandling af målecylindre

•

Genbehandling af beholdere, fx luftvaskere

•

Genbehandling af diverse instrumenter

•

Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm

20

Udvendigt mål, nettobredde i mm

150

Udvendigt mål, nettodybde i mm

200

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm

20

Udvendigt mål, bruttobredde i mm

190

Udvendigt mål, bruttodybde i mm

290

Nettovægt i kg

0,30

Bruttovægt i kg

0,31