

APH 596

Etiketter

til brug i Segolabel printer APH 550 Sego (PRT 200).



- 1 rulle á 1.000 dobbeltklæbende etiketter
- Hver etiket har en dobbelt klæbeflade med separationslag

EAN: 4002514940632 / Materiale nummer: 07951530 /
Gammelt materiale nummer: 68816201D

Produkttilknytning	
Små sterilisatorer	•
Store sterilisatorer	•
Produkttilknytning	
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Produktkategori	
Proces-/driftsdatadokumentation/kommunikation	•
Produktegenskaber	
Farve	Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Genbehandling af robotinstrumenter	•
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Genbehandling af ortopædiske OP-instrumenter	•
Genbehandling af medullære søm/intramedullære bor	•
Genbehandling af sikurve	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	90
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	95
Nettovægt i kg	0,30
Bruttovægt i kg	0,39