

E 198

Indsats

til optimal anbringelse af op til 6 sikurve og nyreskåle.



- Til 6 sikurve eller nyreskåle
- 7 holdere (6 rum), højde 160 mm mm, afstand 67 mm mm

EAN: 4002514953373 / Materiale nummer: 07984040 /
Gammelt materiale nummer: 68519801D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Indsats til sikurve	•
Indsats til nyreskåle/skåle	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	6
Støtteafstand i mm	67
Støttehøjde i mm	160
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Kapacitet	
Diverse sikurve [antal]	6
Nyreskåle [antal]	6
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	160
Udvendigt mål, nettobredde i mm	180
Udvendigt mål, nettodybde i mm	495
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	185
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	210
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	530
Nettovægt i kg	0,65
Bruttovægt i kg	0,90