


E 197

Indsats

til optimal anbringelse af diverse instrumenter.



- Maskebredde i bund 3 mm, side 1,7 mm, låg 8 mm
- Kan steriliseres med damp ved 121 °C/134 °C

EAN: 4002514953380 / Materiale nummer: 07984090 /
Gammelt materiale nummer: 68519701D

Produkttilknytning	
Termodesinfektorer	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategori	
Sikurve	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	42
Udvendigt mål, nettobredde i mm	150
Udvendigt mål, nettodybde i mm	225
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	75
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	170
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	240
Nettovægt i kg	0,55
Bruttovægt i kg	0,62