

E 337/1

Indsats

til optimal anbringelse af stående instrumenter.



- Til anbringelse af sonder, pincetter eller Mundspejle
- Udstyret med 4 kunststofholdere
- 12 rum med en bredde på ca. 22 x 28 mm
- 4 rum med en bredde på ca. 25 x 28 mm
- 48 rum med en bredde på ca. 13 x 14 mm

EAN: 4002514953397 / Materiale nummer: 07984130 /
Gammelt materiale nummer: 69533702D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsats/modul til tandlægeinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	148
Udvendigt mål, nettobredde i mm	173
Udvendigt mål, nettodybde i mm	445
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	205
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	240
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	490
Nettovægt i kg	1,91
Bruttovægt i kg	2,16