

E 802/1

Indsats

til optimal anbringelse af diverse stående instrumenter.



- Egnet til sonder, pincetter eller mundspejle
- Udstyret med 4 kunststofholdere
- 8 rum med en bredde på ca. 30 x 28 mm
- 8 rum med en bredde på ca. 16 x 28 mm
- 15 rum med en bredde på ca. 16 x 20 mm

EAN: 4002514953403 / Materiale nummer: 07984170 /

Gammelt materiale nummer: 69580202D

Produkttilknytning	
Termodesinfektorer	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Indsats til instrumenter	•
Indsats/modul til tandlægeinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	148
Udvendigt mål, nettobredde i mm	163
Udvendigt mål, nettodybde i mm	295
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	190
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	195
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	430
Nettovægt i kg	0,65
Bruttovægt i kg	1,15