


E 807

Indsats

til optimal anbringelse af 3 sikurve eller nyreskåle.



- H 144 mm, B 140 mm, D 290 mm
- 4 holdere (3 rum), H 165, afstand 68 mm mm

EAN: 4002514951638 / Materiale nummer: 07984220 /

Gammelt materiale nummer: 69580701D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
Rengøringsmaskine, lille, dental	•
Termodesinfektorer med stor kapacitet, dental	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats til sikurve	•
Indsats til nyreskåle/skåle	•
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	3
Støtteafstand i mm	68
<b>Kapacitet</b>	
Diverse sikurve [antal]	3
Nyreskåle [antal]	3
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	144
Udvendigt mål, nettobredde i mm	140
Udvendigt mål, nettodybde i mm	290
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	480
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	320
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	130
Nettovægt i kg	0,32
Bruttovægt i kg	0,47