


E 807

Indsats

til optimal anbringelse af 3 sikurve eller nyreskåle.



- 4 holdere (3 rum), H 165, afstand 68 mm mm

EAN: 4002514951638 / Materiale nummer: 07984220 /
Gammelt materiale nummer: 69580701D

Produkttilknytning	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Indsats til sikurve	•
Indsats til nyreskåle/skåle	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	3
Støtteafstand i mm	68
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Kapacitet	
Diverse sikurve [antal]	3
Nyreskåle [antal]	3
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	144
Udvendigt mål, nettobredde i mm	140
Udvendigt mål, nettodybde i mm	290
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	480
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	320
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	130
Nettovægt i kg	0,31
Bruttovægt i kg	0,47