

DGGL 20

Dampovnsfad med huller

til blanchering eller kogning af grøntsager, fisk, kød og kartofler m.m.



EAN: 4002515014509 / Materiale nummer: 08285410 /
Gammelt materiale nummer: 23996111D

- Kapacitet: 2,4 l, nettoindhold: 1,8 l
- Udvendige mål B x D x H: 450 x 190 x 40 mm
- I overfladebehandlet rustfrit stål, vægtykkelse 0,6 mm
- Profi-tilbehør produceret i Europa
- Skræddersyet til Miele-dampovn med ovnfunktion