

E 806/1

Indsats

til optimal anbringelse af 8 bakke-halvskåle.



- 9 holdere (8 rum), B 295, afstand 37 mm mm
- Maks. bakkestørrelse 290 x 30 mm

EAN: 4002514969718 / Materiale nummer: 09013220 /
Gammelt materiale nummer: 69580603D

Produkttilknytning	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsats til trays/bakker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	8
Støtteafstand i mm	37
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	114
Udvendigt mål, nettobredde i mm	305
Udvendigt mål, nettodybde i mm	348
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	125
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	330
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	480
Nettovægt i kg	0,71
Bruttovægt i kg	0,84