

E 417/1

Indsats

til optimal anbringelse af op til 30 øre- og næsespekler.



- Til påsætning af ca. 30 øre- og næsespekler
- 280 Rum ca. ?? x ??
- Maskebredden i bunden er 4 mm
- Kan indsættes i over- og underkurv

EAN: 4002514984605 / Materiale nummer: 09033260 /  
Gammelt materiale nummer: 69541702D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats til ØNH-instrumenter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	280
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
<b>Standard ertilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	80
Udvendigt mål, nettobredde i mm	220
Udvendigt mål, nettodybde i mm	435
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	85
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	225
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	465
Nettovægt i kg	1,30
Bruttovægt i kg	1,72