

APH 591
Papirrulle
til rapportprinter APH 500 PRT100 og APH 510 PRT110.



- 5 papirruller pr. pakning
- Bredde: 76 mm

EAN: 4002515000038 / Materiale nummer: 09063410 /
Gammelt materiale nummer: 68817003D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Små sterilisatorer	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Produktkategori	
Proces-/driftsdatadokumentation/kommunikation	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af laboratorieglas	•
Genbehandling af objektholdere	•
Genbehandling af butyrometre	•
Genbehandling af apoteks-/infusionsflasker	•
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af oftalmologiiinstrumenter	•
Genbehandling af robotinstrumenter	•
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af OP-sko	•
Genbehandling af skåle	•
Genbehandling af nyreskåle	•
Genbehandling af sutteflasker	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Genbehandling af ortopædiske OP-instrumenter	•

APH 591
Papirrulle
til rapportprinter APH 500 PRT100 og APH 510 PRT110.



EAN: 4002515000038 / Materiale nummer: 09063410 /
Gammelt materiale nummer: 68817003D

Genbehandling af medullære søm/intramedullære bor	•
Genbehandling af trays/bakker	•
Genbehandling af sikurve	•
Genbehandling af målecylindre	•
Genbehandling af beholdere, fx luftvaskere	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Produktegenskaber	
Farve	Hvid
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	790
Udvendigt mål, nettobredde i mm	76
Udvendigt mål, nettodybde i mm	790
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	1050
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	165
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	2100
Nettovægt i kg	1,40
Bruttovægt i kg	1,50