

ProCare Universal 61 - 6 kg
Opvaskemaskinesalt, 3 x 2 kg
til optimal regenerering af integreret afkalkning.



- Forhindrer kalkaflejringer og beskytter genstandene i opvaskemaskinen

EAN: 4002515075319 / Materiale nummer: 09195780 /
Gammelt materiale nummer: 66916102EU1

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner ProfiLine	•
Opvaskemaskiner, tank	•
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner til laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Anvendelsesmuligheder	
Regenerering af blødgøringsanlæg	•
Dosering	
pH-værdi ved 20 °C	10,9
Produktegenskaber	
Middel	Opvaskemaskinesalt
Indholdsstoffer	Grovkornet specialsalt
Forhindrer kalkaflejringer og beskytter utensilier	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	225,00
Produktegenskaber	
Medietype	Opvaskemaskinesalt
Indholdsstoffer	Grovkornet specialsalt
Forhindrer kalkaflejringer og beskytter servicet	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	320
Udvendigt mål, nettobredde i mm	104
Udvendigt mål, nettodybde i mm	226
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	320
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	225
Påfyldningsvægt i g	6000
Bruttovægt i kg	6
Normer og godkendelser	
GHS/CLP-konform	•